

AVANT LE PRELEVEMNT

- Faire une toilette génitale avec de l'antiseptique et de l'eau
- Bien sécher la peau
 - نظف الجهاز التناسلي بالمطهر والماء
 - جفف الجلد جيدا

LE PRELEVEMNT

- Retirer le film protecteur recouvrant la zone adhésive et placer le réservoir vers l'arrière
 - S'assurer de l'adhésion totale de la pochette
- Garçon** : le pénis doit être inséré dans l'ouverture
- Fille** : l'ouverture doit exposer la partie supérieure de la zone génitale
- Faire boire le bébé et attendre l'écoulement d'urine, le collecteur ne doit pas rester en place plus de 1 heure. Ce délai passé, ou si souillé par les selles, le collecteur doit être remplacé
 - Retirer et fermer soigneusement le collecteur et le mettre tout entier dans le pot
 - Refermer le pot



- قم بإزالة الفيلم الواقي الذي يغطي المنطقة اللاصقة وضع المجمع باتجاه الخلف
- تأكد من أن الجيب ملتصق بالكامل
- ♣ **الصبي**: يجب إدخال القضيب في الفتحة
- ♣ **الفتاة**: يجب أن تكشف الفتحة الجزء العلوي من المنطقة التناسلية
- اجعل الطفل يشرب وانتظر تدفق البول، ويجب ألا يبقى المجمع في مكانه لأكثر من ساعة. بعد هذا الوقت، أو في حالة الاتساخ بالبراز، يجب استبدال المجمع
- أخرج المجمع وأغلقه بعناية وضعه في الوعاء بالكامل
- أغلق الوعاء

APRES LE PRELEVEMENT

- Apporter l'échantillon au plus vite au laboratoire (maximum 30 minute)
- أحضر العينة إلى المختبر في أسرع وقت ممكن (بحد أقصى 30 دقيقة)

AVANT LE PRELEVEMNT

- Faire une toilette génitale avec antiseptique et eau
- Bien sécher la peau
- نظف الجهاز التناسلي بالمطهر والماء
- جفف الجلد جيداً

LE PRELEVEMNT

- Retirer le film protecteur recouvrant la zone adhésive et placer le réservoir vers l'arrière
 - Assurez-vous de l'adhésion totale de la pochette
- Garçon** : le pénis doit être inséré dans l'ouverture
- Fille** : l'ouverture doit exposer la partie supérieure de la zone génitale
- Faire boire le bébé et attendez l'écoulement d'urine, le collecteur ne doit pas rester en place plus de 1 Heure. Si ce délai est passé, ou si souillé par les selles, le collecteur doit être remplacé
 - Retirer et fermez soigneusement le collecteur puis placez-le tout entier dans le pot
 - Refermer le pot



- قم بإزالة الفيلم الواقي الذي يغطي المنطقة اللاصقة وضع المجمع باتجاه الخلف
- تأكد من أن الجيب ملتصق بالكامل
- ♣ **الصبي**: يجب إدخال القضيب في الفتحة
- ♣ **الفتاة**: يجب أن تكشف الفتحة الجزء العلوي من المنطقة التناسلية
- اجعل الطفل يشرب وانتظر تدفق البول، ويجب ألا يبقى المجمع في مكانه لأكثر من ساعة. بعد هذا الوقت، أو في حالة الاتساخ بالبراز، يجب استبدال المجمع
- أخرج المجمع وأغلقه بعناية وضعه في الوعاء بالكامل
- أغلق الوعاء

APRES LE PRELEVEMENT

- Apporter l'échantillon au plus vite au laboratoire (maximum 30 minute)
- أحضر العينة إلى المختبر في أسرع وقت ممكن (بحد أقصى 30 دقيقة)